

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA ESPETTORATO PER ESAME CITOLOGICO

Materiale per la raccolta

Il contenitore in polistirolo con tappo a vite contenente liquido fissativo viene fornito dall'U.O. di Anatomia Patologica di Seriate o dai presidi a cui si fa richiesta di esame (laboratori, CUP ecc). Scrivere i propri dati anagrafici sull'etichetta bianca presente sul contenitore.

Modalità per la raccolta

La raccolta deve avvenire al mattino, a digiuno, previa accurata pulizia del cavo orale con risciacqui ripetuti della bocca ed effettuando gargarismi con acqua.

Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore fornito, dopo uno o più colpi di tosse (l'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree e possibilmente non deve contenere saliva).

Il contenitore deve essere accuratamente riavvitato per evitare fuoriuscita del materiale.

I campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (15-25 °), lontano da fonti di calore.

Modalità di consegna

I campioni corredati da richiesta medica e da eventuali esenzioni/documentazione clinica devono essere consegnati all'anatomia patologica di Seriate, se già effettuata registrazione al CUP, o al laboratorio/CUP dei presidi a cui si è fatta richiesta secondo le modalità riportate sui fogli informativi aziendali.

Se l'indagine viene fatta su **tre campioni, in tre giorni consecutivi**, il materiale deve essere consegnato il 3° giorno della raccolta.

PER QUALSIASI PROBLEMA E/O INFORMAZIONE CONTATTARE L'ANATOMIA PATOLOGICA AI SEGG. NUMERI: 035/3063436-3922-

Aggiornato il 18/12/2017