



## ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA URINE PER ESAME CITOLOGICO

Il Kit comprende 3 contenitori con liquido fissativo e foglio di istruzioni per la raccolta, conservazione e consegna del materiale biologico e viene fornito al momento della prenotazione/accettazione al CUP.

La raccolta deve avvenire in tre giorni consecutivi, conservando il Kit tra i 5°C e i 30°C, lontano da fonti di calore. I campioni devono essere consegnati tutti e tre insieme entro 2 giorni dalla raccolta del terzo campione.

### Come effettuare la raccolta

Primo giorno:

- ✓ Ogni contenitore deve essere identificato con nome cognome del paziente
- ✓ **Non deve essere raccolta l'urina notturna**
- ✓ **Dopo 2 ore dalla prima minzione** raccogliere l'urina in un contenitore pulito (bicchiere plastica/carta), svolgendo una normale attività fisica
- ✓ Aprire il contenitore contenente il fissativo numerato 1 e introdurre l'urina quasi fino al suo riempimento, quindi avvitare fino a completa chiusura.

Secondo/terzo giorno

Ripetere la procedura utilizzando i contenitori contrassegnati 2 (secondo giorno) 3 (terzo giorno)

### CONSEGNA DEL MATERIALE PAZIENTE AMBULATORIALE

Il materiale e la richiesta di esame citologico urine deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.

- **Ospedale di Seriate:** l'utente dovrà recarsi agli **sportelli CUP** per effettuare l'accettazione amministrativa presentando, in caso di erogazione tramite SSN, la prescrizione medica e la tessera sanitaria. Una volta espletata la pratica amministrativa, **consegnerà i campioni allo sportello 12 del CUP dalle 7.00 alle 11.00, dal lunedì al venerdì.**

- **Ospedali di Calcinato, Alzano e Gazzaniga:** l'utente dovrà recarsi agli **sportelli CUP** per effettuare l'accettazione amministrativa presentando, in caso di erogazione tramite SSN, la prescrizione medica e la tessera sanitaria. Una volta espletata la pratica amministrativa, **consegnerà i campioni al punto di consegna sito in prossimità della sala prelievi dalle 7.00 alle 10.00, dal lunedì al venerdì.**

- **Ospedali di Piario e Lovere:** l'utente dovrà recarsi agli **sportelli di Laboratorio Analisi** per effettuare l'accettazione amministrativa presentando, in caso di erogazione tramite SSN, la prescrizione medica e la tessera sanitaria. Una volta espletata la pratica amministrativa, **consegnerà i campioni al punto di consegna sito in prossimità della sala prelievi dalle 7.00 alle 10.00, dal lunedì al venerdì.**

- **Punto prelievi di Trescore:** l'utente dovrà recarsi agli **sportelli CUP** per effettuare l'accettazione amministrativa presentando, in caso di erogazione tramite SSN, la prescrizione medica e la tessera sanitaria. Una volta espletata la pratica amministrativa, **consegnerà i campioni in sala prelievi dalle 7.30 alle 08.30, dal lunedì al venerdì.**

- **Punto prelievi Casa di Comunità di Grumello del Monte:** l'utente dovrà recarsi allo **sportello dedicato** per effettuare l'accettazione amministrativa presentando, in caso di erogazione tramite SSN, la prescrizione medica e la tessera sanitaria. Una volta espletata la pratica amministrativa, **consegnerà i campioni in sala prelievi il martedì dalle 7.30 alle 09.00.**

- **Punto prelievi poliambulatori di Vilminore di Scalve:** l'utente dovrà recarsi allo **sportello dedicato** per effettuare l'accettazione amministrativa presentando, in caso di erogazione tramite SSN, la prescrizione medica e la tessera sanitaria. Una volta espletata la pratica amministrativa, **consegnerà i campioni in sala prelievi dalle 7.30 alle 09.00 il martedì e giovedì.**

Gli utenti che avessero già prenotato l'esame agli sportelli amministrativi, il giorno della consegna dei campioni dovranno recarsi direttamente ai punti di consegna sopraindicati.

## CONSEGNA DEL MATERIALE PAZIENTE RICOVERATO

La richiesta informatizzata di esame citologico urine deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.

**-Presidio di Seriate:** consegnare tutti e 3 i campioni contemporaneamente presso SC Anatomia Patologica, ripetendo in dettaglio richiesta 3 volte la dicitura urine

**-Altri Presidi:** l'operatore consegna i campioni al punto di raccolta del presidio collocandoli ordinatamente in posizione verticale nel frigo-box. Consegnare tutti e 3 i campioni contemporaneamente compilando richiesta informatizzata specificando ricerca CTM su 3 campioni.

PER QUALSIASI PROBLEMA E/O INFORMAZIONE CONTATTARE I NUMERI: 035-3063 436/933/924

Indicazioni di pericolo: H226-H301-H311-H331-H370



Il liquido fissativo contiene alcol metilico al 20-50%. È infiammabile: tenere lontano da fonti di calore e dalla fiamma. Attenzione sostanza tossica: Non ingerire – Non inalare. Se la pelle o gli occhi vengono a contatto, sciacquare abbondantemente con getto d'acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico. In caso di ingestione, sciacquare la cavità orale con acqua e consultare il Centro Antiveneni di Bergamo al n° verde 800883300. Leggere attentamente l'etichettatura del recipiente.